BASE CLAUDE BERNARD

TELECHARGEMENT DE LA BCB ET PREMIERE INSTALLATION



1. TELECHARGEMENT DE LA **BCB**

La première étape consiste à télécharger le programme BCB sur votre ordinateur avant de l'installer.

Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox ou Safari) et saisissez l'adresse suivante :

• http://maj.bcbdexther.fr/BcbDownloadSite/download/CD/InstallationBCB_PC.exe

Choisissez un répertoire sur votre ordinateur où placer votre fichier téléchargé (par exemple le bureau de votre ordinateur). Par défaut, le navigateur place ce fichier dans votre dossier de téléchargement.

Voulez-vous exécuter ou enregistrer InstallationBCB_PC.exe (471 Mo) à partir de maj.bcbdexther.fr ?	<u>E</u> xécuter	<u>Enregistrer</u>	•	<u>A</u> nnuler	×

2. INSTALLATION DE LA BCB

Une fois le programme téléchargé, exécutez le. La fenêtre suivante s'affiche :

Archive auto-ex	tractible WinRAR Extraction de Bcb_windows\Install_BCB_Autonome.exe Extraction de Bcb_windows\Install_BCB_Consult.exe Extraction de Bcb_windows\Install_BCB_Homeo.exe Extraction de Bcb_windows\Install_BCB_Servilog.exe Extraction de Bcb_windows\Install_BCB_Standard.exe
	r Dossier de destination
	C:\Users\NICOLA~1.RES\AppData\Local\Temp\RarSF. Parcourir
	Progression de l'installation

Patientez quelques instants avant de voir apparaître le menu principal du programme d'installation de la BCB. Cliquez sur le bouton « Installer » pour démarrer l'installation :





Cochez la case pour accepter les conditions générales d'abonnement et cliquez sur le bouton « OK ». Une fenêtre présente les différentes options d'installation possibles. Cliquez sur le bouton « Installer maintenant » pour démarrer l'installation.

Sélectionnez ci-dessous le type d'installation souhaité :				
Type d'installation				
CB Dexther standard (120000 produits dont 2500 réf. homéopathiques) BCB Dexther standard complétée des 34500 réf. homéopathiques				
BCB Dexther va être installé dans les dossiers suivants. Si vous ne souhaitez pas que la BCB s'installe dans un de ces dossiers, décochez la case correspondante :				
Chemins				
⊠ C:\BCB\				
Cliquez sur le bouton ci-contre pour actualiser les chemins d'accès BCB. Une recherche des fichiers BCB présents sur votre ordinateur sera effectuée.				
📃 Installer / Mettre à jour BCB Consult dans : 🕜				
C:\Program Files (x86)\BCB Consult\				
🔲 Installer / Mettre à jour BCB Autonome dans : 🕜				
C:\BCB\				
INSTALLER MAINTENANT ANNUL	ER			

Patientez quelques minutes, le temps de l'installation.



3. ENREGISTREMENT DU NUMERO DE LICENCE BCB

Une fois l'installation terminée, vous pouvez saisir vos codes d'accès à la BCB. Ces codes sont valables 1 an à partir de votre date de début de contrat.

Depuis le menu principal, cliquez sur « Saisir mon code d'accès BCB » et rentrez les codes qui vous auront été envoyés.

BCB DEVTH L'expertise th	Septembre 2014
	📎 Installer BCB Dexther
	📎 Saisir mon code d'accès BCB
 Liste des produits nouveaux, modifiés et supprimés 	> BCB Dexther en ligne
 Utilitaires Aide 	> BCB Dexther mobile
Mentions légales	www.resip.fr
Les informations ci-dessous Claude Bernard pendant la c triminera la 31/03/2013. Ce nouveau code d'utilisation vo N° national ou n° RPPS : C Code d'accès BCB : C	vous permettent d'utiliser la Banque lurée de votre abonnement qui se pendant si vous avez obtenu un us pouvez le saisir maintenant. (9 ou 11 car.) (8 car.) Annuler

4. UTILISATION DE LA BCB

Vous pouvez désormais accéder à la BCB de différentes façons :

- En cliquant sur l'îcone BCB consult / BCB Autonome
- Directement par l'intermédiaire de votre logiciel médical si celui-ci a été correctement paramétré.





DCB Consult	-	and and		• ×
LA PRESCRIPTION				
🕕 Informations 🛛 💡 Saisir code d'a	ccès 📓 Profil patient 🔞 Aide	Ω	Documents de référence en ca	ncérologie
Rechercher un produit par : Nom	🗸 aspi 💿 Sp	écialités 🔘 Toute la base 🗌	Afficher les supprimés	
	Produit			
ASPIRINE 1 000MG UPSA CPR EFF 20				
ASPIRINE 325MG UPSA GELULE 28	12			
ASPIRINE 500MG MERCK CPR CROQ	12			
ASPIRINE 500MG RHONE CPR 50	ASPIRINE 500MG RHONE CPR 20			
ASPIRINE 500MG RHONE CPR CROQ	Aiouter à l'ordonnance			
ASPIRINE 500MG RICHARD CPR 1000				
ASPIRINE 500MG UPSA CPR EFF 20				
ASPIRINE PH8 CPR 20				
ASPIRINE PH8 CPR 50				
ASPIRINE PROTECT 300MG CPR 30				
ASPIRINE VIT C UBSA CDR EEE 20)			
~~			1	
	Interactions Kisque de redonda	nce 💭 IPC 🌑 Contre-ind	lication / Precaution d'emploi	Allergie
	Produit			

En cas de questions ou de soucis techniques, vous pouvez nous contacter :

- Par téléphone au 03.21.10.34.00
- Par E-mail à <u>bcb@resip.fr</u>

